



ACQUA OSSIGENATA SCHEDA TECNICA

Definizione

- Acqua ossigenata

Caratteristiche generali

- Preparato per l'igiene della pelle.
- Flacone dotato di tappo salvabimbo, per garantire una maggiore sicurezza.
- Contiene perossido di idrogeno.



Indicazioni d'uso

- Indicato per l'igiene della pelle ospedaliera e domestica.

Modalità d'uso

- Applicazione locale diretta o con garza/cotone, senza diluire.
- Uso esterno



Specifiche tecniche

SPECIFICHE	METODI	VALORI
Composizione qualitativa		Acqua Perossido di idrogeno Sodio Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphonate
Sostanza attiva	M.I.	Perossido di idrogeno
Aspetto	M.I.	Soluzione liquida
Colore	M.I.	Incolore
Odore	M.I.	Caratteristico

Modalità di conservazione	Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
---------------------------	---

Smaltimento

- Secondo normative vigenti.

Avvertenze d'uso

- Evitare il contatto con gli occhi, bocca e zone sensibili.
- Tenere i recipienti ben chiusi e lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da alimenti o bevande.
- In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di irritazione consultare un medico.
- In caso di ingestione consultare un medico
- Validità 3 anni

Pikdare S.p.A. considera le informazioni contenute in questo documento come riservate e non divulgabili. Pikdare S.p.A. si riserva univocamente la facoltà di modificare il documento in funzione del progresso tecnico e dello sviluppo normativo relativi al prodotto.





ACQUA OSSIGENATA SCHEDA TECNICA

Controlli qualitativi

- Ogni lotto di produzione viene sottoposto a controlli organolettici e controlli chimico-fisici secondo specifiche di riferimento interne.

Confezionamento

Sulle etichette e/o confezioni vengono riportate le seguenti diciture:

Nome di vendita
Composizione qualitativa
Istruzioni ed avvertenze per l'uso
Fabbricante
Data e lotto di fabbricazione
Modalità di conservazione
Codice a barre articolo

Materiale di confezionamento

- Flacone in materiale plastico etichettato.
- Tappo con sigillo di garanzia.

Distributore

- Pikkare S.p.A. - Via Saldarini Catelli 10 - 22070 Casnate con Bernate (Como) - Italy.

Assortimento

CODICE	CONTENUTO	UNITA'
02 022599 200 000	250 ml.	12 flaconi

Direttore Tecnico

PIKDARE S.p.A.
Dr. MAURO CASSANI
Medical Device Department
Technical Director

Pikkare S.p.A. considera le informazioni contenute in questo documento come riservate e non divulgabili.
Pikkare S.p.A. si riserva univocamente la facoltà di modificare il documento in funzione del progresso tecnico e dello sviluppo normativo relativi al prodotto.